



S3 webinárium 2014. november 12.

Gyakran ismételt kérdések

INDEX

S3 ALKALMAZÁS

1. A bevitt személyes adatokat felhasználják további kutatás céljából? Hol tárolják őket?
2. Szeretném, ha az egyes Szkenner Operátoroknak lehetősége lenne a digitális szkennerkártyák külön vásárlására, így minden Szkenner Operátor a saját kártyáit használhatná. Várható ezzel kapcsolatban valamilyen fejlesztés?
3. Az új S3-as modell esetében nem tudom ellenőrizni, hogy egy szkennerkártya már aktív, tehát visszamérésre jogosít. Az S2-vel ez lehetséges volt. Az S3 elfogadja a szkennerkártyát, és amikor hazaérve átnézem a Szkenner riportot, csak akkor látom, hogy a kártyák nem aktívak. Létezik erre megoldás?
4. Miért nem látszanak már a riportokban a Szkennerértékek?
5. A Szkenner nem jegyzi meg a fogyasztó által egyszer már regisztrált adatokat. A változatlan adatok újbóli bevitelére idővesztéssel jár. El lehet tárolni ezeket az adatokat a memóriában?
6. Elmenthetem a mérési adatokat a számítógépre, hogy adatbázist hozzak létre a lementett fogyasztókról?
7. Hogyan győződhetek meg róla, hogy a különböző Szkenner Operátorok által végzett mérések a Szkenner Riport menüben a saját nevük alatt kerülnek feltüntetésre?
8. Van rá mód, hogy a Szkenner Operátorok automatikusan megkapják e-mailben a mérési riportokat? Az elküldést követően már nem lehetséges e-mailben újra hozzájutni az adatokhoz.

FOGYASZTÓI TÍPUSOK ÉS AZ ÉRTÉKEK ELEMZÉSE

9. Amennyiben egy zöldséget és gyümölcsöt rendszeresen fogyasztó egyén értéke 10 000 alatt van, érdemes javasolni, hogy forduljon orvoshoz kivizsgálás céljából?
10. Mi a helyzet akkor, ha valaki ugyanebben az esetben magas karotinoidszinttel rendelkezik?
11. Mennyi ideig javasolt a LifePak®+ fogyasztása? Csak az év bizonyos szakaszaiban? Ajánlható hivatásos sportolóknak?
12. Számos mérési eredmény meghaladja a 40 000-et. Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy nincs szükségük táplálék-kiegészítésre, hiszen az érték a „zöld” zónába esik vagy túllépi azt. Az az elképzelés él bennük, hogy a zöld magas értéket jelöl. Közel járnak a skála felső határához?

A SZKENNER JÖVŐJE

13. Kilátásba helyezhető egy olyan Szkenner kifejlesztése, amely nem csupán a karotinoidokat méri, hanem egyéb paramétereket is? Várható, hogy más termékek, pl. az R2 is Szkenner kvalifikáltak lesznek?
14. Ki lehetne terjeszteni a kutatásokat gyermekekre is, hogy a jövő generáció életébe is változást vihessünk?

ELTÉRÉSEK

15. Úgy tapasztaltam, hogy ugyanazon személy Szkennerértéke ugyanazon időpontban egy másik Szkenneren eltérő lehet. Mi ennek az oka?
16. Mi a Szkenner hibahatára?
17. Az eredmények pontossága szempontjából fontos az, hogy egy személy mérése mindig ugyanazon kéz ugyanazon pontján történjen?

UTAZÁS

18. Gyakran utazunk az S3-mal. Az S3 átmegy a biztonsági ellenőrzésen. Van ennek bármilyen hatása az értékre vagy magára a Szkennerre?
19. A karbantartást és a stabilitást illetően szeretném tudni, hogy mennyire befolyásolhatja a Szkenner pontosságát a gyakori szállítás és a rezgések?

S2 VS. S3

Számos kérdés érkezett az S2 és az S3 által mért értékek különbségét illetően, illetve olyan jellegű észrevételek is, melyek szerint az S3 az S2-nél magasabb értéket mér.

ÁLTALÁNOS

20. Európában használhatják a Szkenneret orvosok és egészségügyi szakemberek?
21. Milyen típusú karotinoidokat azonosít az S3?
22. Mi az előnye annak, hogy a Nu Skin több millió mérési eredményből álló adatbázist tart fenn, és hogyan járulhat ez hozzá az étrend-kiegészítők minőségének javításához?
23. Elfogadható az az állítás, hogy a Biofotonikus Szkenner következtetni enged az általános antioxidáns-szintre annak ellenére, hogy csak a karotinoidok szintjét méri?
24. Már a Monavie is rendelkezik Szkennerrel. Mennyiben más a mi Szkennerünk?

S3 ALKALMAZÁS**1. A bevitt személyes adatokat felhasználják további kutatás céljából? Hol tárolják őket?**

Az Üzetépitők által az S3 Szkenner alkalmazáson keresztül feltöltött adatok a Nu Skin Enterprises tulajdonában lévő, biztonságos számítógépes adatbázisba kerülnek. Az adatbázisban szereplő információkat nem használjuk fel további kutatásokra vagy elemzésekre. A személyes információ nem kerül megosztásra, a hozzáférés pedig kizárólag informatikai szakemberek és néhány elemző számára lehetséges. Egyes általános adatokat (beleértve az egyes országokra jellemző átlagos Szkennerértéket) olykor nyilvánosságra hozunk az Üzetépitők körében, képzési célokból. Emellett a Szkennerrel kapcsolatos néhány információt (pl. a havi teljesítményriportokat) a Szkenner program fenntartása és naprakész állapotban tartása érdekében megvizsgálunk.

2. Szeretném, ha az egyes Szkenner Operátoroknak lehetősége lenne a digitális szkennerkártyák külön vásárlására, így minden Szkenner Operátor a saját kártyáit használhatná. Várható ezzel kapcsolatban valamilyen fejlesztés?**3. Az új S3-as modell esetében nem tudom ellenőrizni, hogy egy szkennerkártya már aktív, tehát visszamérésre jogosít. Az S2-vel ez lehetséges volt. Az S3 elfogadja a szkennerkártyát, és amikor hazaérve átnézem a Szkenner riportot, csak akkor látom, hogy a kártyák nem aktívak. Létezik erre megoldás?****4. Miért nem látszanak már a riportokban a Szkennerértékek?****5. A Szkenner nem jegyzi meg a fogyasztó által egyszer már regisztrált adatokat. A változatlan adatok újbóli bevitelére idővesztéssel jár. El lehet tárolni ezeket az adatokat a memóriában?**

A 2-5. kérdéseket illetően fontos megjegyezni, hogy az S3 alkalmazás még új, és továbbra is dolgozunk azon, hogy az Önök igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk. Ezen észrevételek közül néhányat már továbbítottunk az alkalmazás fejlesztői felé, és már folyamatban van a lehetőségek vizsgálata. Ezen a ponton még nem tudjuk megerősíteni, hogy ezek a kérések kivitelezhetők-e, azonban amint több információ lesz a birtokunkban, megosztjuk Önökkel. Tájékoztatjuk, hogy a 2015-ös tervek között szerepel az S3 alkalmazás frissített, 2.0 verziójának bevezetése, mely már tartalmaz néhányat a fejlesztések közül.

6. Elmenthetem a mérési adatokat a számítógépemre, hogy adatbázist hozzak létre a lementett fogyasztókról?

Igen. Erre a legjobb módszer az, ha a Navigátorban (V&G) megnyitja a Szkenner riportokat, exportálja őket Excelbe, majd elmenti és kinyomtatja az adatokat. Egy másik lehetőség, hogy az iPad mini Jegyzetek menüjét használva feljegyzéseket készít a mérésről, és elküldi őket saját e-mail címére.

7. Hogyan győződhetek meg róla, hogy a különböző Szkenner Operátorok által végzett mérések a Szkenner Riport menüben a saját nevük alatt kerülnek feltüntetésre?

Amíg az Operátor a saját neve alatt végzi a mérést, az „Eredmények” fülben és a V&G Szkenner riportjaiban az ő neve jelenik meg.

- 8. Van rá mód, hogy a Szkenner Operátorok automatikusan megkapják e-mailben a mérési riportokat? Az elküldést követően már nem lehetséges e-mailben újra hozzájutni az adatokhoz.**

A mérést követően az „EREDMÉNYEK ELKÜLDÉSE” opció kiválasztásával a szkennelt fogyasztók automatikus e-mailt kapnak mind a kezdő, mind a visszaméréseket illetően. Ennek az e-mailnek a célja, hogy tájékoztassa őket a mérés eredményéről, szkennerkártya számukról és hogy további információval lássa el őket a termékek kapcsán. Mivel ezek az adatok közvetlenül a fogyasztót érintik, az e-mail nem küldhető tovább a Szkenner Operátor részére.

FOGYASZTÓI TÍPUSOK ÉS AZ ÉRTÉKEK ELEMZÉSE

- 9. Amennyiben egy zöldséget és gyümölcsöt rendszeresen fogyasztó egyén értéke 10 000 alatt van, érdemes javasolni, hogy forduljon orvoshoz kivizsgálás céljából?**

Előfordulhat, hogy valaki rendszeresen fogyaszt zöldséget és gyümölcsöt, mégis alacsony a Szkennerértéke. A Szkennerérték egyénenként változhat, és a karotinoidok felszívódási képességének függvénye. Nem ajánlott a mérést követően orvosi kivizsgálást javasolni, hiszen ez közvetett módon arra utalna, hogy a Szkenner diagnosztikai eszköz. Amennyiben egy fogyasztó hibás elképzelésekkel rendelkezik a Szkennerrel illetően, feltétlenül hangsúlyozza ki, hogy a Szkenner nem alkalmas semmilyen betegség diagnosztizálására vagy megelőzésére.

- 10. Mi a helyzet akkor, ha valaki ugyanebben az esetben magas karotinoidszinttel rendelkezik?**

Az egészséggel kapcsolatos állítások közül egyedül azok megengedettek, amelyek általánosságban véve utalnak az egészséges étrendre, melynek a karotinoid-tartalmú ételek is részét képezik.

- 11. Mennyi ideig javasolt a LifePak®+ fogyasztása? Csak az év bizonyos szakaszaiban? Ajánlható hivatásos sportolóknak?**

A Pharmanex LifePak®+ étrend-kiegészítő jól ismert fitotápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Ez az étrend-kiegészítő a szervezet kilenc fontos funkcióját veszi célba, hogy Ön minden nap a lehető legjobban érezze magát. Korlátlan ideig fogyasztható, hiszen célja, hogy hosszú távú segítséget nyújtson az emberi szervezet tápanyagszükségletének biztosításában, melynek kulcsa a makrotápanyagok (zsírok, fehérjék és szénhidrátok) és a mikrotápanyagok (vitaminok és ásványi anyagok) egyensúlya. Bármely más, 18 éven felüli felnőtthez hasonlóan, akik szeretnék mindennapos étrendjüket tápanyagmegoldásokkal kiegészíteni, a profi sportolók is fogyaszthatják a LifePak®+ -t.

- 12. Számos mérési eredmény meghaladja a 40 000-et. Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy nincs szükségük táplálék-kiegészítésre, hiszen az érték a „zöld” zónába esik vagy túllépi azt. Az az elképzelés él bennük, hogy a zöld magas értéket jelöl. Közel járnak a skála felső határához?**

A skálának elméletileg nincs felső határa, még akkor sem, ha a Szkenner 60 000-ig mér. Előfordult már az is, hogy valaki 100 000-es értéket ért el. A 40 000-es érték közepes-magas karotinoidszintet jelöl. Függetlenül attól, hogy az érték a zöld vagy a kék zónába esik, a karotinoidok szintje mindig növelhető. Mindemellett a LifePak®+ nem pusztán karotinoidokkal, hanem az emberi tápanyagszükséglet szempontjából hasznos fitotápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok széles körével látja el a szervezetet.

A SZKENNER JÖVŐJE

- 13. Kilátásba helyezhető egy olyan Szkenner kifejlesztése, amely nem csupán a karotinoidokat méri, hanem egyéb paramétereket is? Várható, hogy más termékek, pl. az R2 is Szkenner kvalifikáltak lesznek?**

Egyelőre nem közöltünk ezzel kapcsolatban információt, ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem mérjük fel a lehetőségeket. Jelen esetben nem áll módunkban választ adni egészen addig, amíg hivatalos kommunikáció nem születik.

- 14. Ki lehetne terjeszteni a kutatásokat gyermekekre is, hogy a jövő generáció életébe is változást vihessünk?**

A 18 éven aluli személyek mérése a Biofotonikus Szkenner használatával nem javasolt. A Nu Skin elsődleges célcsoportját az egészséges felnőtt fogyasztók alkotják.

ELTÉRÉSEK

- 15. Úgy tapasztaltam, hogy ugyanazon személy Szkennerértéke ugyanazon időpontban egy másik Szkenneren eltérő lehet. Mi ennek az oka?**

A Szkenner gyártásakor minden S3 Szkenner szigorú szabványok szerint kalibrálnak. Ugyanakkor minden eszköz esetében létezik bizonyos fokú „eszközök közötti eltérés”. Több Szkenner használata egyazon személy mérésekor minden esetben némi ingadozáshoz vezet. Emellett az eltéréseket fokozhatja a felhasználó helytelen kéztartása, a következtelen mérési hely a kézen és egyéb eltérések a mérések között. A Szkennerérték meghatározásakor kulcsfontosságú a következetesség, azaz ugyanazon Szkenner használata, a kéztartás felügyelete és a kifejtett nyomás mérséklése.

- 16. Mi a Szkenner hibahatára?**

Az S3 az esetek 85%-ában 2 színárnyalat pontossággal mér. A hibahatár egyéni különbségek függvényében személyenként eltérhet.

- 17. Az eredmények pontossága szempontjából fontos az, hogy egy személy mérése mindig ugyanazon kéz ugyanazon pontján történjen?**

Igen – a kéz következetes elhelyezése döntő jelentőséggel bír. A Pharmanex karotinoid-értékkel kapcsolatban végzett kutatásai közül mindegyik a jobb kéz tenyerén mért értéket veszi alapul. Egyéb mérési pontok és a vérérszék katorinoidszintje között nem mutattak ki összefüggést, és nincs arra vonatkozóan információ, hogy ezek az egyéb mérési pontok utalhatnak-e a vérérszék katorinoidszintjére.

Az egyik legvalószínűbb hibaforrás a Szkennerérték meghatározásakor a következtelen vagy helytelen kéztartás. Ügyeljen rá, hogy a mért személyek megfelelő módon helyezék kezüket a Szkenner lencsére, biztosítsa, hogy a mérés ugyanazon a ponton, ugyanakkora nyomást kifejtve, azonos kéztartással történjen. Elegendő, ha kezükkel annyi nyomást fejtenek ki, hogy az eltakarja a lencsét, kizárva ezzel a külső fényt, mely befolyásolhatná a mérést. Nem szabad, hogy túl nagy nyomást alkalmazzanak. Az ujjak ne legyenek nyújtva olyan mértékben, hogy a tenyér sima legyen. Kezüket ehelyett tartsák enyhén tölcser alakban, de ne annyira, hogy az megnehezítse a lencse eltakarását.

A karotinoidok az emberi test különböző pontjain eltérő koncentrációban vannak jelen. A jobb tenyéren mért érték összehasonlítása a lábfejen, a bal tenyéren, a homlokon vagy a test egyéb pontján mért eredménnyel nem vezet logikus eredményre.

UTAZÁS

18. Gyakran utazunk az S3-mal. Az S3 átmegy a biztonsági ellenőrzésen. Van ennek bármilyen hatása az értékre vagy magára a Szkennerre?

A biztonsági ellenőrzések nincsenek hatással az S3 teljesítményére. Az utazások során fellépő drasztikus hőmérsékletváltozás nagyobb valószínűséggel befolyásolja az S3 Szkenneret.

19. A karbantartást és a stabilitást illetően szeretném tudni, hogy mennyire befolyásolhatja a Szkenner pontosságát a gyakori szállítás és a rezgések?

Amíg megfelelő körülményekkel kezeli a Szkenneret, és nem teszi ki huzamosabb ideig extrém hideg vagy meleg hőmérsékletnek, a Szkenner pontosságát nem befolyásolja az utazás vagy a szállítás. Az eszköz pontosságát a durva bánásmód vagy a huzamosabb ideig fennálló extrém hideg vagy meleg környezet ronthatja. Ennek mértéke a nem megfelelő működtetési körülmények függvénye. A hőmérséklet a következőképp befolyásolja a Szkenner pontosságát: a túl meleg hőmérséklet általánosságban véve csökkenti a mért Szkennerértéket, míg a túl hideg hőmérséklet általánosságban véve növeli azt.

S2 VS. S3

Számos kérdés érkezett az S2 és az S3 által mért értékek különbségét illetően, illetve olyan jellegű észrevételek is, melyek szerint az S3 az S2-nél magasabb értéket mér.

Az S3 Szkenner nem mér „magasabb” értéket, mint az S2. A bőr karotinoidszintjének meghatározásához mindkét eszköz ugyanazt a technológiát (a Raman spektroszkópiát) alkalmazza. Az S2 és az S3 között fennálló fő különbség az S3 használatának könnyedsége, valamint az iPaddel használható S3 gyorsasága a laptop-hoz kapcsolt S2 Szkennerhez képest. Hasonlóképpen az S2 sem mér „magasabb” értéket, mint az S1 modell, ugyanakkor jelentős javulást hozott a használat könnyedsége és a gyorsaság tekintetében.

Részletesebb információért a témával kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a webináriumhoz tartozó prezentációt, mely választ ad az összes kérésre a Szkenner mérések közötti eltéréseket és az S3 méréseket illetően.

ÁLTALÁNOS

20. Európában használhatják a Szkenner orvosok és egészségügyi szakemberek?

Orvosok és egészségügyi szakemberek Európában nem használhatják a Szkenneret, mivel az nem orvosi műszer, és nem alkalmas betegségek diagnosztizálására. A Szkenner bizonyítottan megbízható módon méri az egyén bőrszövetének karotinoidszintjét és bizonyítja a LifePak®+-ban lévő karotinoidok felszívódását. A Biofotonikus Szkennerre vonatkozóan ez az egyetlen jóváhagyott állítás.

21. Milyen típusú karotinoidokat azonosít az S3?

Az S3 ugyanazokat a karotinoidokat méri, mint az S2, azaz elsősorban 18 karotinoidot, melyek:

- alfa-kriptoxantin, béta-kriptoxantin, likopin, 5Z-likopin, 5Z.5'Z-likopin, γ-karotin, ζ-karotin, α-karotin, béta-karotin, minden E + Z-fitofluén és fitoén;
- továbbá: lutein, zeaxantin és számos oxidatív metabolit, nevezetesen 3'-epilutein, ε,ε-karotin-3,3'-dion, 3'-hidrox-ε,ε-3-karotinon, 3-hidrox-β,ε-3'-karotinon és egy likopin metabolit, 2,6-ciklolikopén-1,5-diol.

A felsorolt 18 karotinoid közül tápanyagok szempontjából ötnek van jelentősége: ezek a béta-karotin, alfa-karotin, lutein, zeaxantin és likopin, valamint izomerjeik. A listán szereplő többi karotinoid még vagy nem képezte elég kutatás tárgyát (béta-kriptoxantin, fitoén, fitofluén), vagy oxidációs termékek.

22. Mi az előnye annak, hogy a Nu Skin több millió mérési eredményből álló adatbázist tart fenn, és hogyan járulhat ez hozzá az étrend-kiegészítők minőségének javításához?

Az ilyen típusú adatbázisok előnye, hogy lehetővé teszik a statisztikai és trendelemzést, az értékek tápanyag-kiegészítési és étrendi vonatkozásait illetően.

23. Elfogadható az az állítás, hogy a Biofotonikus Szkenner következtetni enged az általános antioxidáns-szintre annak ellenére, hogy csak a karotinoidok szintjét méri?

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében (az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról) a továbbiakban nem elfogadhatók azon állítások, melyek a karotinoidokat az antioxidánsok egészségre gyakorolt jótékony hatásával hozzák összefüggésbe. Nu Skin üzletépítőként tehát kizárólag azt az állítást teheti, mely szerint a Szkenner méri a bőr karotinoidszintjét, azonban nem tehet sem közvetlen, sem közvetett utalást az antioxidánsokra.

24. Már a Monavie is rendelkezik Szkennerrel. Mennyiben más a mi Szkennerünk?

A Monavie szkenner Raman spektroszkópia helyett reflektációs spektroszkópiát alkalmaz, ami nagy különbség a Biofotonikus Szkennerhez képest. Amennyiben szeretne bővebb információt kapni a reflektációs spektroszkópiáról, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Szkenner ügyfélszolgálatl.

A Nu Skin büszke arra, hogy a Raman spektroszkópiás technológia kereskedelmi célokra történő felhasználására vonatkozó szabadalmak és jogok kizárólagos tulajdonosa. Ugyanúgy, mint a vállalat tudománya és egyéb termékeink esetében, készek vagyunk megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk a szellemi tulajdon védelmét. Ez magában foglalja azt az esetet, ha egy versenytárs saját technológiája alátámasztásához használja fel igazolt tanulmányainkat.



Ez a dokumentum a Nu Skin Enterprises EMEA munkatársai és független Üzletépítői számára készült. A nyilvánosság számára nem közzétehető.